



TSC LIFE

Innovation with purpose

Cystoflex existe en deux versions :

Déflexion standard Cystoflex	11010011
Déflexion inversée Cystoflex	11010012
Screeni (avec/sans accessoires)	30030000/30030001

Remarque : consultez toujours le manuel d'utilisation des appareils Cystoflex le plus récent.

1. Manuels d'utilisation Cystoflex réf. 11010144
2. Manuels d'utilisation Screeni réf. 30030511
3. 2024 Study: The Impact of Single-Use Cystoscopes on Clinical Time Workflow in an Outpatient Setting, (10.1016/j.urology.2024.03.033)

Nos équipements médicaux sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé exclusivement. Les professionnels de santé sont tenus d'exercer leur propre jugement clinique professionnel pour déterminer le caractère adapté d'un produit donné dans le cadre du traitement d'un patient individuel. TSC Life ne dispense pas de conseils médicaux et recommande fortement aux professionnels de santé de suivre une formation sur l'utilisation d'un produit avant de l'utiliser. Les professionnels de santé doivent systématiquement consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le mode d'emploi, y compris les instructions relatives au nettoyage et à la stérilisation (le cas échéant), avant d'utiliser un produit fourni par TSC Life. Les informations fournies visent à présenter des produits spécifiques et la gamme étendue d'offres de TSC Life. La disponibilité des produits peut varier d'un marché à l'autre en raison de pratiques réglementaires et/ou médicales propres à chaque région. Pour toute demande relative à la disponibilité des produits TSC Life dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant TSC Life.




TSC Life

Fabriqué par : Axess Vision Technology, S.A.S. | Zone de La Liodière | 6 rue de la Flotière | 37300 Joué-lès-Tours | France
T +33 2 47343290 | letsconnect@tsc-life.com | www.tsc-life.com

TSC LIFE

CYSTOFLEX®



**L'efficacité sans compromis.
La cystoscopie plus intelligente
avec un flux de travail homogène.**

tsc-life.com

CYSTOFLEX®

Le cystoscope flexible à usage unique Cystoflex est conçu pour conserver toutes les caractéristiques habituelles d'un cystoscope réutilisable, tout en offrant la flexibilité et la commodité d'une solution à usage unique : des performances optimisées pour une faible empreinte environnementale.

Une efficacité renforcée



Solution prête à l'emploi
Aucun souci de disponibilité, Cystoflex est stérile et disponible quand vous en avez besoin.



Améliorer la sécurité des patients
Cystoflex élimine le risque de contamination croisée.



Aucun retraitement
L'utilisation de Cystoflex libère des ressources et rationalise le flux de travail.



Rentable
Aucune dépense d'équipement ni aucun coût de réparation.



Faible empreinte environnementale :
Fabriqué en France et ne pesant que 108 g pour minimiser les déchets, Cystoflex est votre meilleure option européenne pour réduire l'impact sur l'environnement et les émissions dues au transport.

Également disponible auprès de TSC Life : Fluido® Irrigation



Pendant vos procédures endoscopiques, Fluido Irrigation est la solution de réchauffement intuitive et sans souci qui vous permet d'optimiser les résultats pour le patient et de minimiser le risque d'hypothermie.


Une température contrôlée et stable sans compromis sur la sécurité du patient.

Le saviez-vous ?
+75 %

Dynamisez votre efficacité avec les cystoscopes à usage unique et examinez jusqu'à 75 % de patients en plus par jour par rapport aux cystoscopes réutilisables³.

Connecteur en T intégré

Inclus pour une manipulation aisée de l'instrument et un flux de travail plus efficace. Pas de supplément caché !



Navigation intuitive

Articulation précise à 210° qui permet une rétroflexion pour accéder facilement aux anatomies difficiles.

Embout d'insertion atraumatique

Seulement 4 mm, conique et profilé pour une introduction douce et sans douleur.



Qualité d'image exceptionnelle

La luminosité optimisée et le mode plein écran garantissent des images claires et détaillées avec un rendu des couleurs exceptionnel.

