

# Datenblatt Mistral-Air® Premium-Decken

<b>Beschreibung</b>	Mistral-Air® Premium-Decken		
<b>Indikation</b>	<p>Das Mistral-Air® Wärmesystem arbeitet mit einem Gebläse und besteht aus einer Wärmeeinheit und verschiedenen Decken und Anzügen. Es dient dazu, die Temperatur von Patienten durch Oberflächenerwärmung zu erhöhen bzw. beizubehalten.</p> <p>Vorgesehene Patientengruppe: Erwachsene und Pädiatriepatienten.</p> <p>Es ist nur zur Verwendung durch geschultes Klinikpersonal im klinischen Umfeld im Rahmen der perioperativen Versorgung bestimmt.</p>		
<b>Verwendung</b>	<p>Für den Einmalgebrauch</p> <p>Mistral-Air® Decken dürfen nur zusammen mit einem Mistral-Air® Wärmegerät verwendet werden (Hinweis auf gemeinsame Verwendung).</p>		
<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premium-Decken: Vliesmaterialien; Polypropylen und Polyethylen, Aluminium- und Polyurethanbeschichtung</li><li>• Klebeband: Druckempfindlicher Schmelzkleber auf Basis von Synthetikgummi</li><li>• Gesichtsschutz: Polyethylen</li><li>• Verbindungsstück: Hartpappe</li></ul>		
<b>Konformität</b>	<p>16 CFR 1610 hinsichtlich: Entflammbarkeit von Bekleidungstextilien, Klasse 1.</p> <table><tr><td>EN 13795 hinsichtlich: Widerstand gegen Eindringen von Mikroorganismen Sauberkeit Flusen Berstfestigkeit Zugfestigkeit</td><td>ISO 10993-Reihe hinsichtlich: Zytotoxizität Sensibilisierung Reizwirkung</td></tr></table>	EN 13795 hinsichtlich: Widerstand gegen Eindringen von Mikroorganismen Sauberkeit Flusen Berstfestigkeit Zugfestigkeit	ISO 10993-Reihe hinsichtlich: Zytotoxizität Sensibilisierung Reizwirkung
EN 13795 hinsichtlich: Widerstand gegen Eindringen von Mikroorganismen Sauberkeit Flusen Berstfestigkeit Zugfestigkeit	ISO 10993-Reihe hinsichtlich: Zytotoxizität Sensibilisierung Reizwirkung		
<b>Regulatorisch</b>	Gerät der Klasse I und CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (EG-Konformitätserklärung)		
<b>Entsorgbarkeit</b>	Gemäß Krankenhausprotokoll oder lokaler Verordnung (Hinweise zur Entsorgung)		
<b>Verpackung</b>	<p>Für Einzelheiten siehe Verpackungsübersicht weiter unten.</p> <p>Karton aus Doppelwellpappe mit Innenbeutel: Polyethylen Decken-Einzelbeutel: Polyethylen Eine Bedienungsanleitung je Box LOT-Nummer und REF-Nummer auf dem Etikett des einzelnen Beutels und des Kartons aufgedruckt Zeitstempel auf der Decke und dem Kartonetikett aufgedruckt PVC-frei (Hinweis zur PVC-Freiheit)</p>		
<b>Empfohlene Lagerbedingungen</b>	Sauber, trocken, zwischen +16 °C und +25 °C (vorzugsweise Raumtemperatur), vor Sonnenlicht schützen		
<b>Herstellung</b>	Niederlande		
<b>Hinweis</b>	Es ist stets das neueste Benutzer- und technische Handbuch für das Mistral-Air Wärmesystem zu konsultieren.		

# Datenblatt Mistral-Air® Premium-Decken

## Spezifikationen

Beschreibung	Bestellnummer	GTIN 14 Barcode (1 St.)	Deckengröße (mm x mm)	Wärmefläche (mm x mm)	Gewicht (Gramm)
Premium für Erwachsene	MA3320	18719867001103	2270 x 1330	1730 x 790	198
Premium für Kinder	MA3330	18719867001141	1660 x 1330	790 x 1010	144
Premium für Neugeborene	MA3340	18719867001189	1160 x 1330	1080 x 570	132
Premium für Unterkörper	MA3350	18719867001226	1320 x 1330	945 x 790	124
Premium für Oberkörper	MA3360	18719867001264	2010 x 760	1880 x 580	120
Premium für halben Oberkörper	MA3365	18719867001301	1600 x 760	1375 x 580	109
Premium Ganzkörper-Unterlegdecke	MA3400	18719867001349	2200 x 900	2160 x 840	219
Premium Halbe Unterlegdecke	MA3450	18719867001387	1680 x 900	1020 x 840	168
Premium Unterlegdecke für Kinder	MA3475	18719867001424	1680 x 900	1630 x 840	163
Premium Lithotomie	MA3455	18719867002653	1675 x 900	1200 x 840	140

## Eigenschaften

Beschreibung	Bestellnummer	Schlauch einlass Stückzahl	Gesichtsschutz	Klebeband		Bindebänder (integriert)	Armschlitz
				in der Breite	in der Länge		
Premium für Erwachsene	MA3320	2					
Premium für Kinder	MA3330	1					
Premium für Neugeborene	MA3340	2	entfernbar				
Premium für Unterkörper	MA3350	1		1			
Premium für Oberkörper	MA3360	2	befestigt	1		2 x 2	
Premium für halben Oberkörper	MA3365	2	befestigt	1 je Seite		1 x 2	
Premium Ganzkörper-Unterlegdecke	MA3400	4	entfernbar		1 je Seite		1 je Seite
Premium Halbe Unterlegdecke	MA3450	2	entfernbar		1 je Seite		1 je Seite
Premium Unterlegdecke für Kinder	MA3475	2	entfernbar				
Premium Lithotomie	MA3455	2				2 x 1	1 je Seite

## Datenblatt Mistral-Air® Premium-Decken

### Verpackung

Beschreibung	Bestellnummer	Stückzahl an Decken je Box	Stückzahl an Innenbeuteln	Stückzahl je Innenbeutel	Alle Decken einzeln verpackt?
Premium für Erwachsene	MA3320	40	4	10	Ja
Premium für Kinder	MA3330	40	4	10	Ja
Premium für Neugeborene	MA3340	40	4	10	Ja
Premium für Unterkörper	MA3350	40	4	10	Ja
Premium für Oberkörper	MA3360	40	4	10	Ja
Premium für halben Oberkörper	MA3365	40	4	10	Ja
Premium Ganzkörper-Unterlegdecke	MA3400	40	4	10	Ja
Premium Halbe Unterlegdecke	MA3450	40	4	10	Ja
Premium Unterlegdecke für Kinder	MA3475	40	4	10	Ja
Premium Lithotomie	MA3455	40	4	10	Ja