

Fiche de données techniques Couvertures

Description	Couvertures Mistral-Air® Premium
Indication	L'unité de réchauffement Mistral-Air® est un système de réchauffement à air pulsé qui se compose d'une unité de réchauffement et de différentes couvertures. Elle est destinée à faire augmenter et/ou maintenir la température d'un patient par réchauffement de surface. Population de patients visée : patients adultes et pédiatriques. Destinée à être utilisée uniquement par des cliniciens formés, dans des environnements cliniques et un contexte périopératoire.
Utilisation	Usage unique Les couvertures Mistral-Air® doivent être utilisées uniquement avec une unité de réchauffement Mistral-Air® (Déclaration d'utilisation mixte)
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Couvertures Premium : Matières non tissées polypropylène et polyéthylène, revêtement aluminium et polyuréthane• Ruban adhésif : Thermofusible sensible à la pression sur base en caoutchouc synthétique• Écran facial : Polyéthylène• Connecteur : Carton
Conformité	16 CFR 1610 par rapport à : Inflammabilité des textiles d'habillement, Classe 1. EN 13795 en rapport à : Résistance à la pénétration microbienne Propreté Peluchage Résistance à l'éclatement Série ISO 10993 en rapport à : Cytotoxicité Sensibilisation Irritation Résistance à la traction
Réglementation	Appareil de Classe I et portant le marquage CE conformément au Règlement (UE) 2017/745 (Déclaration de conformité CE)
Élimination	Conformément au protocole de l'hôpital ou à la réglementation locale (Déclaration d'élimination)
Emballage	Détails indiqués dans la présentation de l'emballage ci-dessous Boîte en carton ondulé double Sachets intérieurs : Polyéthylène Sachets des couvertures individuelles : Polyéthylène Une notice par boîte Numéro de LOT et numéro REF imprimés sur l'étiquette du sachet individuel et sur l'étiquette de la boîte Horodatage imprimé sur l'étiquette de la couverture et de la boîte Sans PVC (Déclaration d'absence de PVC)
Conditions de stockage recommandées	Endroit propre et sec, entre +16 °C et +25 °C (de préférence à température ambiante), tenir à l'abri de la lumière du soleil
Fabrication	Pays-Bas
Remarque	Toujours consulter le dernier Manuel de l'utilisateur et technique du système de réchauffement Mistral-Air

Fiche de données techniques Couvertures

Spécifications

Description	Numéro de référence	Code-barres GTIN 14 (1 pièce)	Taille couverture (mm x mm)	Surface réchauffement (mm x mm)	Poids (grammes)
Premium Adulte	MA3320	18719867001103	2 270 x 1 330	1 730 x 790	198
Premium Pédiatrique	MA3330	18719867001141	1 660 x 1 330	790 x 1 010	144
Premium Néonatale	MA3340	18719867001189	1 160 x 1 330	1 080 x 570	132
Premium Bas du corps	MA3350	18719867001226	1 320 x 1 330	945 x 790	124
Premium Haut du corps	MA3360	18719867001264	2 010 x 760	1 880 x 580	120
Premium Demi haut de corps	MA3365	18719867001301	1 600 x 760	1 375 x 580	109
Premium Matelas complet	MA3400	18719867001349	2 200 x 900	2 160 x 840	219
Premium Demi matelas	MA3450	18719867001387	1 680 x 900	1 020 x 840	168
Premium Matelas pédiatrique	MA3475	18719867001424	1 680 x 900	1 630 x 840	163
Premium Lithotomie	MA3455	18719867002653	1 675 x 900	1 200 x 840	140

Propriétés

Description	Numéro de référence	Nb entrée tuyau	Écran facial	Ruban adhésif		Sangles (intégrées)	Manches fendues
				sur la largeur	sur la longueur		
Premium Adulte	MA3320	2					
Premium Pédiatrique	MA3330	1					
Premium Néonatale	MA3340	2	amovible				
Premium Bas du corps	MA3350	1		1			
Premium Haut du corps	MA3360	2	Fixe	1		2 x 2	
Premium Demi haut de corps	MA3365	2	Fixe	1 par côté		1 x 2	
Premium Matelas complet	MA3400	4	amovible		1 par côté		1 par côté
Premium Demi matelas	MA3450	2	amovible		1 par côté		1 par côté
Premium Matelas pédiatrique	MA3475	2	amovible				
Premium Lithotomie	MA3455	2				2 x 1	1 par côté

Fiche de données techniques Couvertures

Emballage

Description	Numéro de référence	Nb couvertures par boîte	Nb sachets intérieurs	Nb par sachet intérieur	Uniquement couvertures en sachets individuels ?
Premium Adulte	MA3320	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Pédiatrique	MA3330	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Néonatale	MA3340	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Bas du corps	MA3350	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Haut du corps	MA3360	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Demi haut de corps	MA3365	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Matelas complet	MA3400	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Demi matelas	MA3450	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Matelas pédiatrique	MA3475	40 pcs	4 sachets	10x	Oui
Premium Lithotomie	MA3455	40 pcs	4 sachets	10x	Oui