

# Datenblatt Mistral-Air® Decken Plus

<b>Beschreibung</b>	Mistral-Air® Decken Plus
<b>Verwendungszweck</b>	Das Mistral-Air® Wärmesystem arbeitet mit einem Gebläse und besteht aus einer Wärmeeinheit und verschiedenen Decken und Anzügen. Es dient dazu, die Temperatur von Patienten durch Oberflächenerwärmung zu erhöhen bzw. beizubehalten. Vorgesehene Patientengruppe: Erwachsene und Pädiatriepatienten. Es ist nur zur Verwendung durch geschultes Klinikpersonal im klinischen Umfeld im Rahmen der perioperativen Versorgung bestimmt.
<b>Verwendung</b>	Für den Einmalgebrauch Mistral-Air® Decken dürfen nur zusammen mit einem Mistral-Air® Wärmegerät verwendet werden (Hinweis auf gemeinsame Verwendung).
<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decken Plus: Vliesmaterialien; Polypropylen und Polyethylen</li><li>• Klebeband: Druckempfindlicher Schmelzkleber auf Basis von Synthetikgummi</li><li>• Gesichtsschutz: Polyethylen</li><li>• Verbindungsstück: Hartpappe</li></ul>
<b>Konformität</b>	16 CFR 1610 hinsichtlich: Entflammbarkeit von Bekleidungstextilien, Klasse 1.  EN 13795-1 hinsichtlich: Widerstand gegen Eindringen von Mikroorganismen Sauberkeit Flusen Berstfestigkeit Zugfestigkeit ISO 10993-Reihe hinsichtlich: Zytotoxizität Sensibilisierung Reizwirkung
<b>Regulatorisch</b>	Gerät der Klasse I und CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (EG-Konformitätserklärung) Gerät der Klasse Is und CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG (CE-Zertifikat 2081762CE04)
<b>Entsorgbarkeit</b>	Gemäß Krankenhausprotokoll oder lokaler Verordnung (Hinweise zur Entsorgung)
<b>Verpackung</b>	Für Einzelheiten siehe Verpackungsübersicht weiter unten.  Karton aus Doppelwellpappe mit Innenbeutel: Polyethylen Decken-Einzelbeutel*: Beutel aus Polyethylen oder Tyvek (bei sterilen Decken) Eine Bedienungsanleitung je Box LOT-Nummer und REF-Nummer auf dem Etikett des einzelnen Beutels und des Kartons aufgedruckt Zeitstempel auf der Decke und dem Kartonetikett aufgedruckt PVC-frei (Hinweis zur PVC-Freiheit); MA2286 enthält einen PVC-Schlauch
<b>Empfohlene Lagerbedingungen</b>	Sauber, trocken, zwischen +16 °C und +25 °C (vorzugsweise Raumtemperatur), vor Sonnenlicht schützen
<b>Herstellung</b>	Niederlande
<b>Hinweis</b>	Es ist stets das neueste Benutzer- und technische Handbuch für das Mistral-Air Wärmesystem zu konsultieren.

# Datenblatt Mistral-Air® Decken Plus

## Spezifikationen

Beschreibung	Bestellnummer	GTIN 14 Barcode (1 St.)	Deckengröße (mm x mm)	Wärmfläche (mm x mm)	Gewicht (Gramm)
Decke Plus für Erwachsene	MA2220	18719867000540	2270 x 1330	1730 x 790	180
Decke Plus für pädiatrische Patienten	MA2230	18719867000588	1660 x 1330	790 x 1010	131
Decke Plus für Neugeborene	MA2240	18719867000625	1160 x 1330	1080 x 570	126
Unterkörperdecke Plus	MA2250	18719867000663	1320 x 1330	945 x 790	115
Oberkörperdecke Plus	MA2260	18719867000700	2010 x 760	1880 x 580	110
Halbe Oberkörperdecke Plus	MA2265	18719867000748	1600 x 760	1375 x 580	98
Torsodecke Plus	MA2270	18719867000786	1240 x 760	900 x 530	78
Ganzkörper-Unterlegdecke Plus	MA2400	18719867000984	2200 x 900	2160 x 840	184
Halbe Unterlegdecke Plus	MA2450	18719867001028	1680 x 900	1020 x 840	141
Unterlegdecke Plus für pädiatrische Patienten	MA2475	18719867001066	1680 x 900	1630 x 840	133
Operationsdecke Plus, steril	MA2280	18719867000823	2200 x 1330	1297 x 840	203
Operationsdecke Plus	MA2290	18719867000946	2200 x 1330	1297 x 840	194
Unterkörper-Operationsdecke Plus, steril	MA2285	18719867000861	1830 x 1330	890 x 840	174
Herz-Operationsdecke Plus, steril	MA2286	18719867000908	1700 x 1330	745 x 840	410
Schlauch	MA0510	18719867000205	1750 x 150	170 x 150	65
Lithotomie Plus	MA2455	18719867002639	1675 x 900	1200 x 840	129

# Datenblatt Mistral-Air® Decken Plus

## Eigenschaften

Beschreibung	Bestellnummer	Schlaucheinlass Stückzahl	Gesichtsschutz	Klebeband		Bindebänder (integriert)	Armschlitze
				in der Breite	in der Länge		
Decke Plus für Erwachsene	MA2220	1					
Decke Plus für pädiatrische Patienten	MA2230	1					
Decke Plus für Neugeborene	MA2240	2	entfernbar				
Unterkörperdecke Plus	MA2250	1		1			
Oberkörperdecke Plus	MA2260	2	befestigt	1		2 x 2	
Halbe Oberkörperdecke Plus	MA2265	2	befestigt	1 je Seite		1 x 2	
Torsodecke Plus	MA2270	2	befestigt	1			
Ganzkörper-Unterlegdecke Plus	MA2400	4			1 je Seite		1 je Seite
Halbe Unterlegdecke Plus	MA2450	2			1 je Seite		1 je Seite
Unterlegdecke Plus für pädiatrische Patienten	MA2475	2	entfernbar				
Operationsdecke Plus, steril	MA2280	2	befestigt		in der Operationsdecke		
Operationsdecke Plus	MA2290	2	befestigt		in der Operationsdecke		
Unterkörper-Operationsdecke Plus, steril	MA2285	1		1			
Herz-Operationsdecke Plus, steril	MA2286	1		1	1 je Seite		
Schlauch	MA0510	1					
Lithotomie Plus	MA2455	2				2 x 1	1 je Seite

## Datenblatt Mistral-Air® Decken Plus

### Verpackung

Beschreibung	Bestellnummer	Stückzahl an Decken je Box	Stückzahl an Innenbeuteln /Schachteln	Stückzahl je Innenbeutel/ Schachtel	Alle Decken einzeln verpackt*?
Decke Plus für Erwachsene	MA2220	40	4	10	Ja
Decke Plus für pädiatrische Patienten	MA2230	40	4	10	Ja
Decke Plus für Neugeborene	MA2240	40	4	10	Ja
Unterkörperdecke Plus	MA2250	40	4	10	Ja
Oberkörperdecke Plus	MA2260	40	4	10	Ja
Halbe Oberkörperdecke Plus	MA2265	40	4	10	Ja
Torsodecke Plus	MA2270	40	4	10	Ja
Ganzkörper-Unterlegdecke Plus	MA2400	40	4	10	Ja
Halbe Unterlegdecke Plus	MA2450	40	4	10	Ja
Unterlegdecke Plus für pädiatrische Patienten	MA2475	40	4	10	Ja
Operationsdecke Plus, steril	MA2280	20	2 Schachteln	10	Ja (Tyvek)
Operationsdecke Plus	MA2290	20	2 Schachteln	10	Ja
Unterkörper-Operationsdecke Plus, steril	MA2285	40	2 Schachteln	10	Ja (Tyvek)
Herz-Operationsdecke Plus, steril	MA2286	10	10 doppelt verpackte Einzeldecken in einzelnen Tyvek-Beuteln		
Schlauch	MA0510	40	4	10	Ja
Lithotomie Plus	MA2455	40	4	10	Ja