

TSC LIFE

VLife



**Tout simplement brillant.
Faire la lumière sur les
voies respiratoires.**

tsc-life.com

FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES VOIES RESPIRATOIRES, QUEL QUE SOIT LE CONTEXTE CLINIQUE

La vidéo laryngoscopie offre aux cliniciens une vision claire en temps réel des voies respiratoires pendant l'intubation. VLife est conçu pour permettre une manipulation intuitive, une mise en place rapide et une visualisation fiable dans les procédures de routine comme dans les cas de voies respiratoires difficiles.

Soutenir la pratique moderne dans le domaine des voies aériennes

La vidéo laryngoscopie gagne du terrain dans les stratégies de prise en charge des voies aériennes visant à faciliter la visualisation, la préparation et la planification en cas de voies aériennes difficiles. Les directives encouragent ou préconisent désormais sur plusieurs marchés la vidéo laryngoscopie comme approche de premier choix ou de routine, ou préconisent de l'envisager rapidement dans les situations critiques touchant les voies aériennes : Royaume-Uni², États-Unis³, Allemagne⁴, France⁵, Pays-Bas⁶, Canada⁷, Espagne⁸, Suède⁹, etc.



Visualisation claire en temps réel

Fournit une vision en temps réel des structures des voies aériennes afin de faciliter la visualisation pendant les procédures d'intubation.

Configurations adultes et pédiatriques

Compatible avec une large gamme de lames stériles à usage unique conçues pour s'adapter à différentes anatomies et à divers besoins cliniques.

Portable et prêt à l'emploi

Grâce à sa mise en place rapide et à son utilisation intuitive, ce dispositif vous permet de gagner un temps précieux et d'améliorer votre taux de réussite en matière d'intubation, tant dans les situations courantes que dans les cas complexes.

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE LARYNGOSCOPIE PORTABLE : CLAIRE ET FIABLE

Écran HD 3" haute définition pour une visualisation détaillée des voies aériennes

Poignée ergonomique pour un angle de vision entièrement réglable

Avant – arrière : 0-190 °
Gauche – droite : 0-300 °



Batteries rechargeables ou interchangeables

avec au moins
200 minutes
d'autonomie

Capturer, connecter, partager

La sortie numérique permet d'afficher l'image sur un écran plus grand, tandis que la connexion USB magnétique facilite le transfert des fichiers.



Une lame pour chaque situation

Lames de type Macintosh fines

Offrent plus d'espace pour manipuler le tube ou les instruments.

Lames traditionnelles Macintosh

Permettent une technique maîtrisée et peuvent être utilisées pour la laryngoscopie directe.

Lames 3D Macintosh

Conçues pour faciliter les intubations plus complexes ou difficiles.

Agent anti-buée





Innovation with purpose

Nom	Référence	Description
Vidéo laryngoscope VLife		
PVL-I-01 PLUS	2111000	VL pédiatriques
PVL-I-02 PLUS	2112000	VL pour adultes et enfants
PVL-I-01 PLUS-IB	2121000	VL pédiatriques avec batterie interne
PVL-I-02 PLUS-IB	2122000	VL pour adultes et enfants avec batterie interne
Lames Macintosh standard fines		
Mac-2	3102302	Enfants et adultes (25-60 kg)
Mac-3	3102303	Adultes (60-90 kg)
Mac-4	3102304	Adultes (+90 kg)
Lames traditionnelles Macintosh permettant une laryngoscopie directe		
Mac-1M	3101307	Enfants 15-25 kg
Mac-2M	3102307	Enfants et adultes 25-60 kg
Mac-3M	3102306	Adultes 60-90 kg
Mac-4M	3102308	Adultes +90 kg
Lame pour voies aériennes difficiles		
Mac-3D	3102305	Adultes . Angle > 60 °
Lames Macintosh standard fines pour patients pédiatriques (compatibles avec PVL 01)		
Mac-00	3101304	Prématurés et nouveaux-nés 1,37-5 kg
Mac-0	3101305	Bébé et petit enfant 5-15 kg
Mac-1	3102301	Enfants 15-25 kg
Accessoires		
Batterie Li-ion 18500	0305004	3,7 Vcc/2 040 mAh
Chargeur de batterie	0305006	Entrée : 5 Vcc/1 A. Sortie : 4,2 Vcc / 0,5 Ax2
Adaptateur secteur (UE)	0305020	Utilisé avec le chargeur de batterie - 5V/1A
	0305023	Pour les modèles IB - 5V/2A
Adaptateur secteur (CN/É-U)	0305021	Utilisé avec le chargeur de batterie
	0305024	Pour les modèles IB
Adaptateur secteur (AU)	0305022	Utilisé avec le chargeur de batterie
	0305025	Pour les modèles IB
Convertisseur pour prise électrique R-U	0305030	Pour adaptateurs secteur
Câble de données USB	0305031	Câble USB 2.0 magnétique, longueur : 1 m
Boîte d'emballage (noire)	1100401	Emballage par défaut
Mallette en PP jaune (Petite)	1100304	Adaptée au service des urgences

Toutes les revendications de produit et les spécifications techniques sont soumises à un examen réglementaire et aux exigences d'homologation régionales. La disponibilité des produits peut varier selon les marchés.

Références

1. Kriege M, et al. A comparison of the McGrath videolaryngoscope with direct laryngoscopy for rapid sequence intubation in the operating theatre: a multicentre randomised controlled trial. *Anaesthesia*. Août 2024 ;79(8):801-809. DOI : 10.1111/anae.16250. Publication en ligne le 12 février 2024. PMID : 38345268. 2. UK DAS 2025 3. 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway 4. AWMF / DGAI S1 Leitlinie Atemwegsmanagement 2023 5. SFAR - Intubation difficile et extubation en anesthésie chez l'adulte 6. Richtlijnendatabase : Luchtwegmanagement bij de vitaal bedreigde patiënt buiten de operatiekamer, module Videolaryngoscopie, 2025 7. Canadian Airway Focus Group, 2021 8. SEDAR / SEMES / SEORL-CCC Difficult Airway Guideline, 2023 9. SFAI Airway Management Guidance, 2024

TSC Life

Zone de La Liodière | 6 rue de la Flottière | 37300 Joué-lès-Tours | France
T +33 2 47343290 | letsconnect@tsc-life.com | www.tsc-life.com

Fabricant légal : Hebei Vimed Medical Device Company., Ltd